

```
<!--Lytebox-->
```

Ergänzt: 13.12.2011

Dia-Schau mit [a href="http://www.lytebox.com">Lytebox - Eine Modifikation](http://www.lytebox.com)
von lightbox mit Slideshow-Effekt

1. Änderungen hptest/galerie.html

im Bereich <head> - </head> einfügen

```
<script type="text/javascript" src="lytebox/lytebox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="lytebox/lytebox.css" type="text/css"
media="screen">
```

2. lytebox_mod.zip entpacken in ein Verzeichnis lytebox,
alles in das Verzeichnis hptest kopieren
sowohl auf Festplatte als auch online

Das Verzeichnis lytebox enthält:
`exif.php, exif_functions.php, info.php, lytebox.css, lytebox.js`

3. in die Bild-Tabelle einfügen

```
rel="lyteshow[galerie1]" title="Barbara & Anka 1987"
```

```
<td bgcolor="#FAF7D8" valign="top">
<a href="bilder/galerie/barbara_anka061987.jpg"
rel="lyteshow[galerie1]" title="Barbara & Anka 1987">
</a></td>
```

4. lytebox.js

hier sind in

```
function LyteBox() {
/** Start Global Configuration **/
```

einige Parameter abgeändert:

a) Geschwindigkeit

```
//      this.resizeSpeed      = 8;
// controls the speed of the image resizing (1=slowest and 10=fastest)
this.resizeSpeed      = 10;
```

b) Hintergrund heller

```
//      this.maxOpacity      = 80;
// higher opacity = darker overlay, lower opacity = lighter overlay
this.maxOpacity      = 50;
```

c) 6 Sek. zum Anschauen

```
/** Configure Slideshow Options **/
```

```
//      this.slideInterval      = 4000;
// Change value (milliseconds) to increase/decrease the time between "slides"
(10000 = 10 seconds)
this.slideInterval      = 6000;
```